





INFORMAZIONE GENERALE		
CODICE ART. ITMASK		
NOME Mascherina Facciale		
DESCRIZIONE <ul style="list-style-type: none">• Tre strati di materiale TNT• Due pieghe• Elastico morbido per orecchie		
MATERIALE PRIMARIO TNT 30 gr.		
MATERIALE SECONDARIO <ul style="list-style-type: none">• Elastico 4mm 100% poliestere		
INFORMAZIONE TECNICA		
 <p>DAVANTI</p>  <p>DIETRO</p>  <p>PROSPETTIVA</p>		MISURE DEL PRODOTTO A riposo: 110 mm x 200 mm Steso: 150 mm x 200mm
		MISURE DEL ELASTICO 200 mm
INFORMAZIONE TECNICA CONFEZIONE	CONFEZIONE 100 pz.	IMBALLAGGIO Buste termosaldate

Realizzata ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N. 17 del 19 Marzo 2020 denominata mascherina 3 veli TNT Toscana 1.

Utilizzabile nel rispetto di quanto stabilito all'allegato 3
Non costituisce DPI



Diametro particolato (μm)	Italconf TNT 30g $E_{\text{filtr.}}\%$
<0.3	95.9
0.3-0.374	95.1
0.374-0.465	97.5
0.465-0.579	98.3
0.579-0.721	99.4
0.721-0.897	99.7
0.897-1.117	99.8
1.117-1.391	99.9
1.391-1.732	99.9
1.732-2.156	100.0
2.156-2.685	100.0
2.685-3.343	100.0
3.343-4.162	100.0
4.162-5.182	100.0
5.182-6.451	100.0
6.451-8.031	100.0
8.031-10	100.0

Le mascherine bianche di TNT hanno invece mostrato ottima efficienza di filtrazione (sempre superiore al 95%) e resistenza al passaggio dell'aria che rende la respirazione normale.

INFORMAZIONE ETTICHETTA

NOTA INFORMATIVA
(misure 105 x 148,5 mm)

Mascherina Facciale non sterile
COD. ITMASK

Modalità d'uso: monouso non sterilizzabile

Conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, lontano da fiamme libere ed al riparo dalla luce diretta.

Smaltimento: lo smaltimento deve essere conforme alle normative vigenti.

Istruzioni per la manipolazione e utilizzo:

- Lavarsi le mani
- Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca
- Posizionare l'elastico dietro le orecchie
- Mentresi indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

LOTTO. XXXXXX



20XX/XX



20XX/XX

ITALCONF s.r.l.

Via Poggio alla Terra, 3/4- 50050
MONTAIONE (FI) - ITALY